

Anti-Adhfe1-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q8Iww8

Artikelnummer: CM0022711

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADHFE1 (HOT/ADH8). Anwendungen: WB, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Rekombinantes Immunogen (aa 41-255). Ideal für die Untersuchung des mitochondrialen GHB-Stoffwechsels. Molekulargewicht: 50 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ADHFE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOT; ADH8; HMFT2263
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	137872
Gen-ID	137872
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 41-255 des humanen ADHFE1 (NP_653251.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8IWW8
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel