


Anti-Adipor1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96A54

Artikelnummer: CM0016120



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ADIPOR1 (Adiponectin-Rezeptor 1, 43 kDa) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Stoffwechselerkrankungen, Diabetes und Adipositas.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADIPOR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51094
Gen-ID	51094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-59 des menschlichen Adiponectin-Rezeptors 1 (NP_057083.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96A54
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel