

Anti-Adipor1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96A54

Artikelnummer: CM0024169



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ADIPOR1, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Adiponectin-Signalgebung und Stoffwechselregulation in der Glukose- und Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADIPOR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51094
Gen-ID	51094
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96A54
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel