

## Anti-Adipor2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86V24

Artikelnummer: CM0017076



### Einführung

ADIPOR2 Kaninchen-pAb erkennt menschlichen, murinen und rattigen Adiponectin-Rezeptor 2 (44 kDa) per WB und ELISA. Ideal für metabolische Studien zum Glucose- und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ADIPOR2 Kaninchen-pAb                                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | PAQR2; ACDCR2; ADIPOR2                                                                                                                                    |
| Spezies           | M>Mensch                                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 79602                                                                                                                                                     |
| GenID             | 79602                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-147 von menschlichem ADIPOR2 (NP_078827.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                       |
| SWISS             | Q86V24                                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 44 kDa                                                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                 |