

Anti-Adm Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35318

Artikelnummer: CM0026462



Einführung

ADM Rabbit pAb ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper, der gegen ein humanes ADM-Peptid gerichtet ist. Für Western Blot und ELISA validiert, erkennt er humanes ADM und kreuzreagiert mit Maus-ADM. Geeignet für die Erforschung von Vasodilatation, Blutdruck und Flüssigkeitshaushalt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ADM Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AM; PAMP; ADM
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	133
Gen-ID	133
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem ADM entspricht (NP_001115.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35318
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel