


Anti-Adora1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Artikelnummer: CM0004481



Einführung

Anti-ADORA1 Kaninchen-mAk für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Adenosin-Rezeptor A1, einen GPCR, der inhibitorische Signalvermittlung vermittelt. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADORA1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	RDC7; ADORA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	134
Gen-ID	134
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem ADORA1 (P30542) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30542
Proteinmolekulargewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel