


Anti-Adora1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Artikelnummer: CM0020142



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADORA1 (Adenosinrezeptor A1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt eine Bande von 37 kDa. Ideal für die Erforschung der GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADORA1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	RDC7; ADORA1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	134
Gen-ID	134
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250–326 des humanen ADORA1 (NP_000665.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30542
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku