

Anti-Adora2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29275

Artikelnummer: CM0024383



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Adenosin-Rezeptor A2b (ADORA2B) gerichtet ist, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Adenosin-Signalisierung und GPCR-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADORA2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADORA2; ADORA2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	136
GenID	136
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem ADORA2B (NP_000667.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P29275
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel