

## Polyklonaler Anti-Adora3-Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dms8

Artikelnummer: CM0022160



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ADORA3 (A3-Adenosinrezeptor). Für Anwendungen in Western Blot (WB) und ELISA validiert. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der GPCR-Signalübertragung und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ADORA3-Kaninchen-pAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | A3AR; ADORA3                                                                                                                                   |
| Art               | Mensch                                                                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 140                                                                                                                                            |
| GeneID            | 140                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen ADORA3 (NP_000668.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                    |
| SWISS             | P0DMS8                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                       |