

## Anti-Adra1A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35348

Artikelnummer: CM0014233



### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ADRA1A (Alpha-1A-adrenerger Rezeptor) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA validiert wurde.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Katecholamin-Signalübertragung und der Herzfunktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ADRA1A Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GenID (Mensch)    | 148                                                                                                                                  |
| GenID             | 148                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 346-475 von menschlichem ADRA1A (NP_150646.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | P35348                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 51kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |