

## Anti-Adra1A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35348

Artikelnummer: CM0009539



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ADRA1A (Alpha-1A-adrenerger Rezeptor), geeignet für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt ADRA1A bei ~51 kDa in humanen und murinen Proben. Ideal für die GPCR-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ADRA1A Kaninchen mAb                                                              |
| Bemerkungen/Alias | ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A                                                |
| Spezies           | Human                                                                             |
| GenelD            | 148                                                                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid entsprechend Aminosäuren 150-250 von humanem ADRA1A (P35348) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                       |
| SWISS             | P35348                                                                            |
| Proteingewicht    | 51kDa                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                         |