


Anti-Adra2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P08913

Artikelnummer: CM0025251



Einführung

Anti-ADRA2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Nachweis einer Bande von 51 kDa, Kreuzreaktivität mit humaner, muriner und rätischer ADRA2A. Ideal für Forschung zu GPCR-Signalwegen, kardiovaskulärer Biologie und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADRA2A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	ADRA2; ADRAR; ZNF32; ADRA2R; ALPHA2AAR; ADRA2A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	150
GeneID	150
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 240-380 von humanem ADRA2A (NP_000672.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08913
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel