


Anti-Adra2B Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P18089

Artikelnummer: CM0025643



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen den menschlichen Alpha-2B-adrenergen Rezeptor (ADRA2B). Validiert für Western Blot und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Blutdruckregulation, GPCR-Signalgebung und Stoffwechselprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADRA2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAME2; ADRA2L1; ADRARL1; ADRA2RL1; ALPHA2BAR; alpha-2BAR; ADRA2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	151
GenID	151
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ADRA2B entspricht (NP_000673.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18089
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel