

## Anti-Adra2C Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P18825

Artikelnummer: CM0021483



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der auf humanes ADRA2C (Alpha-2C-Adrenozeptor) abzielt. Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für kardiovaskuläre und neurologische Forschung zu Blutdruck, Lipolyse, Insulinfreisetzung und Neurotransmission.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | ADRA2C Rabbit pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliase | ADRA2L2; ADRARL2; ADRA2RL2; ALPHA2CAR; ADRA2C                                                                                 |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                        |
| GeneID (Mensch)    | 152                                                                                                                           |
| GeneID             | 152                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 240-380 von humanem ADRA2C (NP_000674.2) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                  |
| SWISS              | P18825                                                                                                                        |
| Proteingewicht     | 50kDa                                                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                     |