


Anti-Adrb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07550

Artikelnummer: CM0019647



Einführung

Hochwertiger Anti-ADRB2-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Beta-2-adrenergen Rezeptorsignalübertragung in der kardiovaskulären und metabolischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADRB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAR; B2AR; ADRBR; ADRB2R; BETA2AR; ADRB2
Spezies	Human
GeneID (human)	154
GeneID	154
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem ADRB2 (NP_000015.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07550
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eistasche