


Anti-Adrb3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13945

Artikelnummer: CM0027361



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ADRB3 (Beta-3-adrenerger Rezeptor). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Ideal für Thermogenese-, Lipolyse- und GPCR-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADRB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BETA3AR; ADRB3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	155
Gen-ID	155
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ADRB3 (NP_000016.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13945
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eistasche