

Anti-Adrbk2 (Grk3, Bark2) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35626

Artikelnummer: CM0023564

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ADRBK2 (GRK3/BARK2) für WB, IHC-P, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Untersuchen Sie die GPCR-Signalübertragung und -Desensibilisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ADRBK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BARK2; ADRBK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	157
GenID	157
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem ADRBK2 (NP_005151.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35626
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel