


Anti-Adrm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16186

Artikelnummer: CM0030215



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen AD RM1 (Proteasomaler Ubiquitin-Rezeptor, Rpn13). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Unterstützt die Proteasom- und Ubiquitin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADRM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARM1; ARM-1; GP110; PSMD16; ADRM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11047
GenID	11047
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 108-407 von humanem ADRM1 (NP_008933.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16186
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel