


Anti-Adsl Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30566

Artikelnummer: CM0025815



Einführung

Anti-ADSL polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das Purin-Biosynthese-Enzym Adenylosuccinat-Lyase ab. Ideal für die Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADSL Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ASL; AMPS; ASASE; ADSL
Spezies	Mensch
GeneID (human)	158
GeneID	158
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-310 des menschlichen ADSL entspricht (NP_000017.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30566
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel