

Anti-Adss 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P30520

Artikelnummer: CM0002377



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Adenylosuccinat-Synthetase-Isoenzym 2 (AdSS 2) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Purin-Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AdSS 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADEH; ADSS; ADSS 2; AdSS 2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	159
GenID	159
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30520
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel