

Anti-Adss Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30520

Artikelnummer: CM0025021



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ADSS (Adenylosuccinat-Synthetase 2) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Purin-Nukleotid-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADSS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADEH; ADSS; ADSS 2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	159
GenID	159
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem ADSS (NP_001117.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30520
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel