

Anti-Aebp2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zn18

Artikelnummer: CM0030739



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes AEBP2 (Zinkfingerprotein AEBP2), validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. AEBP2 ist eine akzessorische Untereinheit von PRC2, die die Trimethylierung von H3K27 und die transkriptionelle Repression vermittelt. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AEBP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AEBP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	121536
GeneID	121536
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 234-503 des humanen AEBP2 (NP_694939.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZN18
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel