

## Anti-Aer61/Eogt Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5NdI2

Artikelnummer: CM0003734

### Einführung

Hochwertiger Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane EGF-Domänen-spezifische O-gebundene N-Acetylglucosamin-Transferase (EOGT/AER61). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Glykobiologie- und Proteinmodifikationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | AER61 Kaninchen mAb                                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | AOS4; AER61; EOGT1; C3orf64                                                                                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                                            |
| GeneID (Human)    | 285203                                                                                                                                           |
| GeneID            | 285203                                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 von humanem AER61 (NP_775925.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                               |
| SWISS             | Q5NDL2                                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 62kDa                                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                        |