

Anti-Aff4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhb7

Artikelnummer: CM0028559



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-AFF4-Antikörper (SWISS: Q9UHB7), validiert für WB und ELISA, geeignet für Studien zum Transkriptions-Elongationskomplex in menschlichen und Maus-Proben. Ideal für die SEC-Komplex-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AFF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCEF; CHOPS; AF5Q31; AFF4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27125
Gen-ID	27125
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von menschlichem AFF4 (NP_055238.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UHB7
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel