


Monoklonaler Anti-Afg3L2-Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4W6

Artikelnummer: CM0010031



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes AFG3L2, validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu mitochondrialen Proteasen und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AFG3L2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	OPA12; SCA28; SPAX5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10939
Gen-ID	10939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 538-797 von humanem AFG3L2 enthält (NP_006787.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4W6
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Eisbeutel