


Anti-Afg3L2 (Opa12/Sca28/Spax5) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y4W6

Artikelnummer: CM0009080



Einführung

Anti-AFG3L2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem AFG3L2 (89 kDa), einer mitochondrialen m-AAA-Protease, die mit spinocerebellärer Ataxie in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AFG3L2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10939
GenID	10939
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 538-797 von humanem AFG3L2 entspricht (NP_006787.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4W6
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel