


Anti-Afg3L2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Artikelnummer: CM0022339



Einführung

Kaninchen-anti-AFG3L2 polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Ideal für Studien zur m-AAA-Protease der mitochondrialen Innenmembran und Forschung zur spinocerebellären Ataxie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AFG3L2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10939
Gen-ID	10939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 538–797 des menschlichen AFG3L2 (NP_006787.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4W6
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel