


## Anti-Afg3L2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Artikelnummer: CM0021149



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AFG3L2 (m-AAA-Protease), validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Qualitätskontrolle und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | AFG3L2 Kaninchen pAb                                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2                                                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                                               |
| GeneID (Human)    | 10939                                                                                                                                               |
| GeneID            | 10939                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 538-797 von humanem AFG3L2 (NP_006787.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                  |
| SWISS             | Q9Y4W6                                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 89kDa                                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                           |