

## Anti-Afm Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P43652

Artikelnummer: CM0017198



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Afamin (AFM), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für Studien zur Wnt-Signalübertragung und zum Vitamin-E-Transport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | AFM polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)                                                                                  |
| Anmerkungen/Alias | ALF; ALB2; ALBA; AFM                                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| GeneID (Human)    | 173                                                                                                                          |
| GeneID            | 173                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-599 von humanem AFM entspricht (NP_001124.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Ratte                                                                                                                        |
| SWISS             | P43652                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 69 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                     |