

Anti-Ager Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q15109

Artikelnummer: CM0008675



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-anti-AGER (RAGE) monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu RAGE-Signalgebung, Entzündungen und altersbedingten Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGER Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	177
Gen-ID	177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-344 von humanem AGER enthält. (NP_001127.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15109
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel