

Anti-Ager Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q15109

Artikelnummer: CM0006575



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes AGER/RAGE (43kDa). Geeignet für WB, IF-P und ELISA. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, Diabetes-Komplikationen und rezeptorvermittelten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGER Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Spezies	Human
GenelD	177
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem AGER
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15109
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche