

Anti-Ager (Rage) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15109

Artikelnummer: CM0006432



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes AGER (RAGE). Validiert für Anwendungen WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Entzündungen, Diabetes und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGER Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Spezies	Mensch
GenID	177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-344 von humanem AGER (NP_001127.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15109
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel