

Anti-Ager (Rage) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15109

Artikelnummer: CM0016131



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen AGER (RAGE) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zu fortgeschrittenen Glykierungsendprodukten, diabetischen Komplikationen und der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGER Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	177
GeneID	177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-330 des menschlichen AGER (NP_001127.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15109
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku