


Anti-Agfg1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52594

Artikelnummer: CM0030791



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AGFG1, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von HIV-1 Rev-abhängigem RNA-Export, Akrosombiogenese und RNA-Transport. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGFG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRB, RAB, RIP, AGFG1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3267
GeneID	3267
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 des humanen AGFG1 (NP_004495.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P52594
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel