

Anti-Aggrecan Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P16112

Artikelnummer: CM0027279



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Aggrecan, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt Aggrecan in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Knorpelmatrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aggrecan Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AGC1; SEDK; AGCAN; CSPG1; MSK16; CSPGCP; SSOAOD; Aggrecan
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	176
GenID	176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 420-575 des menschlichen Aggrecan (NP_037359.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16112
Proteinmasse	261 kDa
Versand	Eisbeutel