

Anti-Agk-Maus-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q53H12

Artikelnummer: CM0002497



Einführung

Hochwertiger Anti-AGK-Maus-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für humane Acylglycerol-Kinase, eine mitochondriale Lipidkinase, die an der LPA-/PA-Produktion und dem Proteinimport beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGK-Maus-mAb
Bemerkungen/Alias	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDP510; AGK
Spezies	Human
GeneID (Human)	55750
GeneID	55750
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-422 von humanem AGK (NP_060708.1) enthält
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q53H12
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistasche