

Anti-Agk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53H12

Artikelnummer: CM0030337



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes AGK, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. AGK ist eine mitochondriale Lipidkinase, die an der LPA/PA-Produktion und dem TIM22-Komplex-vermittelten Proteinimport beteiligt ist. Ideal für Stoffwechsel- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55750
Gen-ID	55750
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q53H12
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistasche