


Anti-Agl (Gde) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35573

Artikelnummer: CM0004660



Einführung

Dieser Anti-AGL (GDE) Kaninchen-Monoklonale Antikörper ist für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA validiert. Er kreuzreagiert mit humanen, murinen und Rattenproben und eignet sich für Studien zur Funktion und Lokalisation des Glykogen-Entzweigungsenzyms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGL Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GDE; AGL
Spezies	Human
GeneID (Human)	178
GeneID	178
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen AGL (P35573) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35573
Proteingewicht	175kDa
Versand	Eisbeutel