

Anti-Agmat-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Artikelnummer: CM0007102

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes AGMAT, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt die mitochondriale Guanidinosäure-Hydrolase, ca. 38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGMAT-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AGMAT
Spezies	Mensch
Gen-ID	79814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-352 des humanen AGMAT entspricht (NP_079034.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BSE5
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku