

Anti-Agmat Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Artikelnummer: CM0013145

Einführung

Anti-AGMAT Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für Anwendungen WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität bei Menschen und Ratten. Erkennt endogenes AGMAT (Guanidinsäure-Hydrolase), ein 38 kDa großes mitochondriales Enzym im Argininstoffwechsel und der zellulären Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGMAT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AGMAT
Spezies	Mensch
Gen-ID	79814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein entsprechend den Aminosäuren 1-352 des menschlichen AGMAT (NP_079034.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9BSE5
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel