

Anti-Ago1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9UI18

Artikelnummer: CM0024837



Einführung

AGO1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen das N-Terminus von humanem AGO1 hergestellt wurde. Validiert in WB und ELISA erkennt er AGO1 in menschlichen, murinen und Rattenproben, was ihn für Studien zum RNAi-Weg geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Q99; EIF2C; hAgo1; EIF2C1; GERP95; NEDLBAS; AGO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26523
GenID	26523
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-170 von humanem AGO1 (NP_036331.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UI18
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel