

Anti-Agpat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q99943

Artikelnummer: CM0028859

Einführung

AGPAT1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-AGPAT1, eine Schlüssel-Acyltransferase in der Phospholipid-Biosynthese. Geeignet für Studien zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGPAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G15; LPAATA; LPLAT1; 1-AGPAT1; LPAAT-alpha; AGPAT1
Spezies	Human
GeneID	10554
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 204-283 von humanem AGPAT1 (NP_006402.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99943
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel