

Anti-Agpat2 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15120

Artikelnummer: CM0030364

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches AGPAT2 (1-Acylglycerin-3-phosphat-O-Acyltransferase beta), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zu Lipidstoffwechsel und Lipodystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	AGPAT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BSCL; BSCL1; LPAAB; LPLAT2; 1-AGPAT2; LPAAT-beta; AGPAT2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10555
GeneID	10555
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 199-278 von menschlichem AGPAT2 (NP_006403.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O15120
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel