

## Anti-Agpat4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrz5

Artikelnummer: CM0021319

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AGPAT4, validiert für WB und ELISA. Erkennt AGPAT4 aus der Maus. Geeignet für Untersuchungen zur Phospholipidbiosynthese, zur Lysophosphatidsäure-Acyltransferase-Aktivität und zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Spezifikation                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | AGPAT4-Kaninchen-pAb                                                                                                  |
| Bezeichnungen/Alias | LPAAT4; LPLAT4; 1-AGPAT4; dj473j16.2; LPAAT-delta; AGPAT4                                                             |
| Spezies             | Mensch                                                                                                                |
| GeneID (Mensch)     | 56895                                                                                                                 |
| GeneID              | 56895                                                                                                                 |
| Immunogen           | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 270-378 des humanen AGPAT4 (NP_064518.1) entspricht |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie           | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung           | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität    | Maus                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9NRZ5                                                                                                                |
| Proteingewicht      | 44 kDa                                                                                                                |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                              |