

Anti-Agps-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00116

Artikelnummer: CM0017742

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes AGPS, geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Für die Erforschung der peroxisomalen Etherlipid-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGPS-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliasnamen	ADAS, ADPS, RCDP3, ADAP-S, ADHAPS, ALDHPSY, AGPS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8540
Gen-ID	8540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 379-658 des humanen AGPS (NP_003650.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00116
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Kühlakku