

Anti-Agr2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95994

Artikelnummer: CM0003754



Einführung

Hochwertiger AGR2-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines AGR2, ein Proto-Onkogen, das an der Schleimsekretion und Zelladhäsion beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Sekretionsweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	AGR2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Spezies	Human
GeneID (human)	10551
GeneID	10551
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem AGR2 (O95994) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O95994
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel