

Anti-Agrin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00468

Artikelnummer: CM0023168



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Agrin, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattisches Agrin. Ideal für NMJ-, Knorpel- und Synapsenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGRN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMS8; AGRIN; CMSPPD; AGRN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	375790
GenID	375790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-350 von humanem AGRN (NP_940978.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00468
Proteingewicht	217 kDa
Versand	Eisbeutel