

Anti-Agtr2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50052

Artikelnummer: CM0011544



Einführung

Anti-AGTR2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (WB, ELISA), gewonnen gegen ein synthetisches Peptid aus humanem AGTR2. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Forschung zum Angiotensin-II-Rezeptor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGTR2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Spezies	Mensch
Gen-ID	186
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 264-363 von menschlichem AGTR2 (P50052) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50052
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel