

Anti-Agtrap Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Rw13

Artikelnummer: CM0016489

Einführung

Anti-AGTRAP Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Human, Maus und Ratte. Erkennt das 17 kDa Typ-1-Angiotensin-II-Rezeptor-assoziierte Protein, einen negativen Regulator der Angiotensin-II-Signalübertragung. Ideal für die Erforschung von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGTRAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATRAP; AGTRAP
Spezies	Human
GeneID (Human)	57085
GeneID	57085
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 93-152 des humanen AGTRAP (NP_065083.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6RW13
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel