


Anti-Aha1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95433

Artikelnummer: CM0008673



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes AHA1/p38 (Aktivator der HSP90-ATPase). Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Chaperonen und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHA1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	p38, AHA1, hAha1, C14orf3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10598
Gen-ID	10598
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 239-338 von humanem AHA1 (O95433) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95433
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistasche